



MEGRENDELHETŐ ÉS SZEMÉLYESEN MEGTEKINTHETŐ:

CRANIO-MEDICA KFT.
Debrecen, Hadházi út 33.

mail@drvitamin.hu
www.drvitamin.hu

Dr. Peter Oparaugo
+36 30/90 87 709

Oparaugoné Sitku Mária
+36 20/576 77 27



SZŐLŐPRÉS

ZÖLDSÉGPRÉS

GYÜMÖLCSPRÉS

már **29.990 Ft**-tól

DR. VITAMIN

DR. VITAMIN

ortomolekuláris
MEGA PRÉS




3, 5, 10 és 20 literes inox Ortomolekuláris Mega Prés

A világszerte ismert és használt hagyományos préselési technika alapján működő Ortomolekuláris Mega Prés:

- Ideális háztartási, konyhafelszerelés és kereskedelmi használatra,
- Élelmiszeriparban használt (rozsdamentés) inoxidból készült prés, 2 db könnyen mosható muszlin zsákkal
- Nem tartalmaz forgókéceket
- Egyszerűen és biztonságosan tisztítható kézzel és mosogatógépben egyaránt
- Csendes működésű, használatához nem szükséges elektromos áram

Préseljen gyümölcsöt, zöldséget otthonában, mert az így elkészített ital megőrzi a friss gyümölcsökben és zöldségekben található tápanyagokat, ásványi anyagokat és vitaminokat. Nincs hőkezelés és oxidáció, amely elpusztítja a tápanyagokat, természetes, telt íz.

Az a különbség az otthon készítettés a bolti, akár 100%-os gyümölcslevekhöz képest, hogy lényegesen több a rost a házilag készített gyümölcslevegekben, így a vitaminok és ásványi anyagok koncentráltabban jelennek meg, így a felszívódásuk gyorsabb lesz.



Sokoldalúan használható

DR. VITAMIN

Zöldség- és gyümölcsprésként: zöldség- és gyümölcslé készítéshez, lekvárokhoz. A gyümölcsleveket mellett préselhető vele növényi olaj, gabonatej (pl.: kölestej, rizstej, mandulatej, kókusztej), sajt és tofu készítésénél is használható. Méhviaszprésként is használható.

A PRÉS HASZNÁLATA:

1. Az első és legfontosabb lépés a gyümölcsök nagyon alapos megtisztítása. Mit sem ér a házilag elkészített gyümölcslé, ha tele van káros anyagokkal, amiket egy alapos mosással és törölgetéssel le lehet tisztítani a gyümölcsökről.
2. A zöldségeket, gyümölcsöket ledarálva vagy turmixban aprítva kell a zsákba helyezni, mely belekerül a prés kosarába, így több juice-t nyerhetünk.
3. Préselés, egyszeri préselésből (3 literes kosarú prés esetén) minimum 2,5 liter lé nyerhető.
4. A prés tisztítása majd szárítása.

“cup full of life” - életerő ital recept

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1 kg alma | 1 cs. petrezselyem |
| 1 kg sárgarépa | 1 ujjnyi gyömbér |
| 2 db cékla | 1 db kígyóborka |
| 3 db grapefruit | 3 db zellerszár |
| 3 db citrom | |
| 1 cs. koriander | |

Darálja le durván az összes alapanyagot, majd préselje ki a levét az Ortomolekuláris Mega Présrel, amennyiben túl töménynek érzi a juice-t, higítsa fel ugyanannyi vízzel. Igyon meg óránként egy pohár juice-t. Javasolt napi fogyasztás: 50 ml lé a testsúly minden kg-jához.

